



# Biofoam Plus

Biofoam Plus tuo lisätehoa vedinten puhdistamiseen ja poistaa likaa tehokkaasti. Tehokas puhdistus vähentää vetimen pinnalta bakteereja ja ehkäisee niiden leviämistä. Tiivis Biofoam Plus vaahto peittää koko vetimen ja irrottaa lian helposti. Vaahtokuplien puhjetessa muodostuneen pintajännityksen ansiosta, lika irtaoo vetimen pinnalta ja pysyy vaahdossa, kunnes vaahto pyyhitään pois. Lisäksi luonnollisten aineiden seos pitää vetimen ihon pehmeänä ja joustavana sekä valmisteleo tehokkaaseen lypsyyn, ympäristöystävällisellä tavalla.

- Tiivis ja ensiluokkainen vaahto poistaa lian vetimestä
- Puhtaat vetimet - vähemmän bakteereja!
- Pitää vetimen ihon, eli luonnollisen suojan infektioita vastaan, erinomaisessa kunnossa



## Biofoam Plus

Luonnollisen tehokas lian ja bakteerien poistamisessa sekä vedinten ihon suojaamisessa.

Tuotetyppi	Käyttövalmis vedinten vaahtopesuaine
Koostumus	Maitohappo, sorbitoli
Käyttöohjeet	Täytä 2/3 DeLaval vaahtotuspullosta Biofoam Plus vaahtopesuaineella – Muodosta vaahtoa puristamalla pulloa – Parhaan tuloksen saavuttamiseksi annostele vaahtoa koko vetimen pituudelle utareen pohjaan asti – Anna vaikuttaa 15 - 30 sekuntia lian irrottamiseksi vetimestä - Pyyhi vaahto huolellisesti pois utarepyyhkeellä tai paperilla – Käytä aina puhdasta vaahtopulloa
Olomuoto	Kirkas, väritön neste
pH	3,2
Pakkauskoot	10, 20, 60 ja 200 l
Varastointi	Varastoi alkuperäisessä kanisterissa viileässä, suoralta auringonvalolta suojattuna. Sulje kanisteri tiiviisti käytön jälkeen. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Parasta ennen	12 kuukautta valmistuksesta